




OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POBRANIA MOCZU DO BADANIA

W przypadku badania ogólnego moczu, należy zaopatrzyć się w **specjalny jednorazowy pojemnik** (można go nabyć w aptece lub Klinice), natomiast w przypadku badania pod kątem mikrobiologicznym, mocz ten powinien być pobrany na drodze nakłucia pęcherza moczowego, tj. cystocentezy. W przypadku utrudnionego pobierania moczu u kotów, stosuje się wyparzanie wrzątkiem kuwet, a następnie pobiera się mocz za pomocą jednorazowych pipetek albo stosuje się specjalne żwirki do poboru moczu.

Mocz do badania powinien być pobrany podczas **porannego spaceru z tzw. „środkowego strumienia”**. W dzień poprzedzający analizę moczu nie należy naszego pupila poddawać intensywnemu wysiłkowi, ani nie karmić jedzeniem mogącym mieć wpływ na barwę i inne właściwości fizykochemiczne moczu. Objętość moczu jaką należy dostarczyć do laboratorium to **minimum 5 mililitrów**.



Pojemnik z pobraną próbą moczu należy **niezwłocznie dostarczyć do laboratorium**, ewentualnie umieścić go w lodówce jeżeli niemożliwy jest natychmiastowy transport próbki, jednak należy mieć na uwadze, że chłodzenie może doprowadzić z kolei do tworzenia się kryształów, które nie występowały w świeżo oddanym moczu.

Przy oddawaniu moczu do badania należy poinformować osobę przyjmującą badaną próbę o ewentualnych przyjmowanych lekach. **Pojemnik z moczem powinien być opisany.**

Nie należy zapominać, że badanie moczu warto wykonywać razem z kontrolnym badaniem krwi, celem dokładniejszej oceny funkcjonowania układu moczowego naszego zwierzaka.